


Instrukcje do przeprowadzenia testu



Właściwe przygotowanie do badania jest warunkiem uzyskania dobrej jakości wyników.

Prosimy zatem aby **wykonać następujące proste instrukcje** i skorzystać z załączonego zestawu (kit zawierający fiolkę i plastikową torebkę).



W DNIU BADANIA NALEŻY

1. zebrać odchody w czystym i suchym pojemniku
2. otworzyć fiolkę, uważając aby nie rozlać zawartego płynu
3. wyjąć patyczek (umieszczony w pokrywie) i wprowadzić go do stolca w kilku różnych punktach w sposób losowy (wystarczy 3-4 punkty), uważając żeby mała ilość kału pozostała przymocowana do patyczka
4. wprowadzić za jednym razem patyczek do fiolki
5. zamknąć uważnie
6. umieścić fiolkę w opakowaniu i przechowywać w lodówce do momentu dostawy, która musi się odbyć nie później niż w ciągu dwóch dni.



UWAGA!

Pobiór próbki kału nie może być wykonany w czasie cyklu miesięczkowego. Do przebradowania testu nie wymaga się specjalnej diety: można jeść bez ograniczeń.