	DPI-DM	SPPA_ADDESTRAMENTO_DPI.013	Ed.1	Rev.2
	INDOSSARE E RIMUOVERE CORRETTAMENTE I DISPOSITIVI MEDICI E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE RISCHIO CORONAVIRUS		10/04/2020	
			Pag. 1 di 2	

118 PER TRASPORTO CASO SOSPETTO O ACCERTATO DI COVID-2019 / PAZIENTE CON SINTOMI RESPIRATORI / ESECUZIONE DI PROCEDURE CHE PRODUCONO AEROSOL *

SEQUENZA PER INDOSSARE CORRETTAMENTE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) indicati nella presente istruzione sono allineati alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute.

N.B. Eseguire la vestizione nell'area identificata a tale scopo.

Rimuovere anelli, bracciali, orologio, etc... e posare il telefono o il dispositivo di comunicazione

Eseguire l'igiene delle mani con GEL ALCOLICO

Indossare la tuta di protezione

- Estrarre dalla confezione la tuta, dispiegarla controllando che non presenti rotture o difetti.
- Se la tuta ha i calzari incorporati:
 - arrotolare la tuta ed infilare i piedi nei calzari, sedendosi se necessario.
 - indossare la tuta senza sollevare il cappuccio.
- Se la tuta non ha i calzari incorporati:
 - indossare la tuta infilandola dai piedi senza sollevare il cappuccio.
 - indossare i calzari a gambale, sedendosi se necessario e distendendo il gambale.

Eseguire l'igiene delle mani con GEL ALCOLICO

Indossare il FACCIALE FILTRANTE ALMENO FFP2 a protezione delle vie respiratorie

- Indossare il facciale filtrante almeno FFP2 avendo cura di assicurare gli elastici sul capo e intorno al collo sotto le orecchie.
- Adattare al viso modellando il DPI con una leggera compressione delle dita sul naso e sotto al mento. Modellare lo stringinaso.
- Eseguire la prova di tenuta appoggiare le mani sul facciale filtrante ed inspirare rapidamente: il facciale filtrante si deve ritrarre leggermente. Se non si avvertono perdite d'aria tra il viso ed il bordo di tenuta, significa che il respiratore è stato indossato correttamente. Se viene avvertita una perdita, aggiustare la posizione del respiratore e/o degli elastici e rifare la prova di tenuta.

ATTENZIONE: il dispositivo non è certificato per garantire una protezione efficace per gli operatori con la barba non rasata.

Indossare gli OCCHIALI PROTETTIVI A VISIERA o lo SCHERMO FACCIALE

- Indossare gli occhiali protettivi a visiera. Se si ha a disposizione uno schermo facciale questo deve essere indossato dopo aver sollevato il cappuccio della tuta, posizionando l'elastico intorno al capo, sopra al cappuccio.
- Se si indossano gli occhiali a visiera questi devono aderire bene al volto.

Eseguire l'igiene delle mani con GEL ALCOLICO

Indossare il PRIMO PAIO DI GUANTI in nitrile non sterili monouso

- Prima di indossare i guanti assicurarsi che le mani siano perfettamente asciutte.
- Scegliere i guanti della taglia giusta e controllarne l'integrità.
- Distendere i guanti sino a coprire completamente i polsi.


Completare la vestizione della tuta

- Sistemare l'elastico della tuta in modo da afferrare il pollice.
- Sollevare il cappuccio.
- Chiudere completamente la cerniera della tuta.
- Chiudere completamente il sottogola.
- Verificare il confort della tuta eseguendo alcuni movimenti.

Indossare il SECONDO PAIO DI GUANTI in nitrile non sterili monouso

- Scegliere i guanti della taglia giusta e controllarne l'integrità.
- Distendere i guanti sino a coprire completamente i polsi.

***PROCEDURE CHE GENERANO AEROSOL:** Intubazione ed estubazione endotracheali, ventilazione oscillatoria ad alta frequenza, ventilazione con pallone ambu, broncoscopia e lavaggio broncoalveolare, laringoscopia, ventilazione a pressione positiva (BiPAP e CPAP), autopsia del tessuto polmonare, lavaggio nasofaringeo, aspirazione e scopia, induzione dell'espettorato, tampone nasofaringeo, aspirazione delle vie aeree, ossigeno ad alto flusso (inclusi allestimenti O2 singoli e doppi, Optiflow e Airvo), interruzione del sistema di ventilazione chiuso intenzionalmente (ad esempio aspirazione aperta) o involontariamente (ad esempio movimento del paziente), rianimazione cardiopolmonare (CPR), tracheostomia, fisioterapia toracica (dispositivo per la tosse manuale e meccanico – MI-E), somministrazione di farmaci in aerosol o nebulizzanti, irrigazione di ascessi / ferite (esclusi pazienti con tubercolosi polmonare).

	DPI-DM	SPPA_ADDESTRAMENTO_DPI.013	Ed.1	Rev.2
	INDOSSARE E RIMUOVERE CORRETTAMENTE I DISPOSITIVI MEDICI E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE RISCHIO CORONAVIRUS		10/04/2020	
			Pag. 2 di 2	

118 PER TRASPORTO CASO SOSPETTO O ACCERTATO DI COVID-2019 / PAZIENTE CON SINTOMI RESPIRATORI / ESECUZIONE DI PROCEDURE CHE PRODUCONO AEROSOL*

SEQUENZA PER RIMUOVERE CORRETTAMENTE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

N.B. Eseguire la rimozione dei DPI nell'area identificata a tale scopo.
I DPI/DM rimossi devono essere collocati nel contenitore rigido per rifiuti sanitari a rischio infettivo.

Rimuovere il PRIMO PAIO DI GUANTI

ATTENZIONE: La parte esterna dei guanti potrebbe essere contaminata.

- Togliere il guanto afferrandolo delicatamente con l'altra mano guantata in modo tale da evitare di strapparli o di togliere contemporaneamente anche l'altro guanto sottostante.
- Trattenerne il guanto tolto nel palmo della mano che indossa ancora i guanti.
- Rimuovere l'altro guanto afferrandolo dal lato interno rovesciandolo completamente e contenendo perfettamente il primo tolto precedentemente.

Rimuovere la TUTA

ATTENZIONE: La parte esterna anteriore potrebbe essere contaminata.

- Afferrare l'indumento dalla parte posteriore del cappuccio e delle spalle.
- Fare alcuni movimenti per aiutare lo scivolamento dell'indumento.
- Rovesciare l'indumento dall'interno verso l'esterno avendo cura di arrotolarlo e lasciando le mani all'interno delle maniche.
- Arrotolare l'indumento lentamente fino ai piedi senza sfilare completamente la tuta dai piedi.
- Estrarre le mani dalle maniche.
- Togliere completamente la tuta di protezione sfilandola lentamente dai piedi. Se i calzari non sono incorporati nella tuta, sfilarli assieme alla tuta.

Rimuovere il secondo paio di GUANTI

- Togliere il guanto afferrandolo delicatamente con l'altra mano in modo tale da evitare di strapparli. Non toccare le parti scoperte (mano, polso, braccio).
- Trattenerne il guanto tolto nel palmo della mano.
- Rimuovere l'altro guanto afferrandolo dal lato interno rovesciandolo completamente e contenendo perfettamente il primo tolto precedentemente.

Eseguire l'igiene delle mani con GEL ALCOLICO

Indossare un paio di guanti puliti

Rimuovere lo SCHERMO FACCIALE o gli OCCHIALI PROTETTIVI A VISIERA

ATTENZIONE: La parte anteriore potrebbe essere contaminata.

- Se si indossano gli occhiali, rimuovere il dispositivo afferrandolo dalle astine laterali e se pluriuso riporlo in un contenitore per il ricondizionamento
- Se si indossa lo schermo facciale, rimuovere il dispositivo afferrandolo da dietro la testa ove è improbabile la contaminazione, se pluriuso riporlo in un contenitore per il ricondizionamento

N.B. il dispositivo pluriuso, andrà ricondizionato decontaminandolo con l'uso di salviette GIOCLOR WIPES e collocandolo in un sacchetto/contenitore per poi sottoporlo a trattamento di detersione e disinfezione (GIOCLOR WIPES).

Rimuovere il FACCIALE FILTRANTE

ATTENZIONE: La parte anteriore potrebbe essere contaminata.

- Rimuovere il dispositivo afferrandolo da dietro la nuca ove è improbabile la contaminazione.

Rimuovere i GUANTI

- Togliere il guanto afferrandolo delicatamente con l'altra mano in modo tale da evitare di strapparli. Non toccare le parti scoperte (mano, polso, braccio).
- Trattenerne il guanto tolto nel palmo della mano.
- Rimuovere l'altro guanto afferrandolo dal lato interno rovesciandolo completamente e contenendo perfettamente il primo tolto precedentemente.

Eseguire l'igiene delle mani con il GEL ALCOLICO

GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO

Per chiudere il contenitore l'operatore deve:

- Eseguire l'igiene delle mani con GEL ALCOLICO.
- Indossare un paio di guanti (in nitrile).
- Chiudere il sacco interno avendo cura di non toccare la parte che contiene il rifiuto.
- Chiudere il sacco con l'apposita fascetta senza comprimere il contenuto.
- Chiudere il contenitore con il coperchio.