	DPI-DM	SPPA_ADDESTRAMENTO_DPI.014	Ed.1	Rev.2
	INDOSSARE E RIMUOVERE CORRETTAMENTE I DISPOSITIVI MEDICI E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE RISCHIO CORONAVIRUS		10/04/2020	
			Pag. 1 di 3	

**DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI LIVELLO AVANZATO
ESECUZIONE DEL TAMPONE RINOFARINGEO E OROFARINGEO PER TUTTI I PAZIENTI
PRESSO LE STRUTTURE OSPEDALIERE O A DOMICILIO**

**SEQUENZA PER INDOSSARE CORRETTAMENTE I
DISPOSITIVI MEDICI (DM) E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)**

I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) indicati nella presente istruzione sono allineati alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dalla Regione Emilia Romagna.

N.B. Eseguire la vestizione nell'area identificata a tale scopo.

Rimuovere anelli, bracciali, orologio, etc...

Eseguire l'igiene delle mani con GEL ALCOLICO

Indossare il COPRICAPO

- Il copricapo deve contenere tutti i capelli e coprire bene le orecchie.

Indossare i CALZARI A GAMBALE

- Arrotolare il calzare ed infilare il piede, sedendosi se necessario.
- Distendere il gambale.

Eseguire l'igiene delle mani con GEL ALCOLICO

Indossare il PRIMO PAIO DI GUANTI in nitrile non sterili monouso

- Prima di indossare i guanti assicurarsi che le mani siano perfettamente asciutte.
- Scegliere i guanti della taglia giusta e controllarne l'integrità.
- Distendere i guanti sino a coprire completamente i polsi.

Indossare il SOVRACAMICE idrorepellente TNT a manica lunga con polsino elasticizzato non sterile

- Prelevare il sovracamice dalla confezione, dispiegarlo tenendolo per il girocollo.
- Indossare il sovracamice avendo cura di posizionare i polsini in modo che la parte dei guanti ai polsi sia completamente coperta.
- Chiudere il sovracamice all'altezza della nuca e sul retro, sovrapponendo i due lembi dell'apertura. Questo garantisce una protezione completa del corpo e degli indumenti indossati.
- Allacciare il sovracamice sul fianco.

Indossare il FACCIALE FILTRANTE ALMENO FFP2 a protezione delle vie respiratorie

- Indossare il facciale filtrante almeno FFP2 avendo cura di assicurare gli elastici sul capo e intorno al collo sotto le orecchie.
- Adattare al viso modellando il DPI con una leggera compressione delle dita sul naso e sotto al mento. Modellare lo stringinaso.
- Eseguire la prova di tenuta facendo un'inspirazione: il respiratore si deve ritrarre leggermente. Se non si avvertono perdite d'aria tra il viso ed il bordo di tenuta, significa che il respiratore è stato indossato correttamente. Se viene avvertita una perdita, aggiustare la posizione del respiratore e/o degli elastici e rifare la prova di tenuta.


ATTENZIONE: il dispositivo non è certificato per garantire una protezione efficace per gli operatori con la barba non rasata.

Indossare lo SCHERMO FACCIALE o gli OCCHIALI PROTETTIVI A VISIERA

- Indossare lo schermo facciale o gli occhiali protettivi a visiera.
- Indossare gli occhiali a visiera che devono aderire bene al volto avendo cura di posizionare le astine sotto il copricapo.
- Se si indossa lo schermo facciale questo va posizionato sopra il copricapo avendo cura di non lasciare spazio tra il dispositivo e le sopracciglia; dopo aver posizionato lo schermo facciale, assicurarsi che il copricapo copra ancora bene le orecchie.

Indossare il SECONDO PAIO DI GUANTI in nitrile non sterili monouso

- Scegliere i guanti della taglia giusta e controllarne l'integrità.
- Distendere i guanti sino a coprire completamente i polsi.

	DPI-DM	SPPA_ADDESTRAMENTO_DPI.014	Ed.1	Rev.2
	INDOSSARE E RIMUOVERE CORRETTAMENTE I DISPOSITIVI MEDICI E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE RISCHIO CORONAVIRUS		10/04/2020	
			Pag. 2 di 3	

**DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI LIVELLO AVANZATO
ESECUZIONE DEL TAMPONE RINOFARINGEO E OROFARINGEO PER TUTTI I PAZIENTI
PRESSO LE STRUTTURE OSPEDALIERE O A DOMICILIO**

**SEQUENZA PER RIMUOVERE CORRETTAMENTE I
DISPOSITIVI MEDICI (DM) E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)**

N.B. Eseguire la rimozione dei DPI nell'area identificata a tale scopo.
I DPI/DM rimossi devono essere collocati nel contenitore rigido per rifiuti sanitari a rischio infettivo.

Rimuovere il PRIMO PAIO DI GUANTI

ATTENZIONE: La parte esterna dei guanti potrebbe essere contaminata.

- Togliere il guanto afferrandolo delicatamente con l'altra mano guantata in modo tale da evitare di strapparli o di togliere contemporaneamente anche l'altro guanto sottostante.
- Trattenerne il guanto tolto nel palmo della mano che indossa ancora i guanti.
- Rimuovere l'altro guanto afferrandolo dal lato interno rovesciandolo completamente e contenendo perfettamente il primo tolto precedentemente.

Rimuovere il SOVRACAMICE

ATTENZIONE: La parte esterna anteriore potrebbe essere contaminata.

- Slacciare i cordoni ed afferrare il sovracamice di protezione da dietro la schiena.
- Rovesciare l'indumento avendo cura di arrotolarlo dall'interno all'esterno.

Rimuovere i CALZARI A GAMBALE

ATTENZIONE: La parte esterna potrebbe essere contaminata.

- Arrotolare il gambale afferrandolo dal lato interno rovesciandolo fino a sfilarlo completamente.

Rimuovere il SECONDO PAIO DI GUANTI

- Togliere il guanto afferrandolo delicatamente con l'altra mano in modo tale da evitare di strapparli. Non toccare le parti scoperte (polso, braccio)
- Trattenerne il guanto tolto nel palmo della mano.
- Rimuovere l'altro guanto afferrandolo dal lato interno rovesciandolo completamente e contenendo perfettamente il primo tolto precedentemente.

Eseguire l'igiene delle mani con GEL ALCOLICO

Indossare un paio di guanti puliti

Rimuovere lo SCHERMO FACCIALE o gli OCCHIALI PROTETTIVI A VISIERA

ATTENZIONE: La parte anteriore potrebbe essere contaminata.

- Se si indossano gli occhiali, rimuovere il dispositivo afferrandolo dalle astine laterali e se pluriuso riporlo in un contenitore per il ricondizionamento
- Se si indossa lo schermo facciale, rimuovere il dispositivo afferrandolo da dietro la testa ove è improbabile la contaminazione, se pluriuso riporlo in un contenitore per il ricondizionamento

N.B. il dispositivo pluriuso, andrà ricondizionato decontaminandolo con l'uso di salviette GIOCLOR WIPES e collocandolo in un sacchetto/contenitore per poi sottoporlo a trattamento di detersione e disinfezione (GIOCLOR WIPES).

Rimuovere il FACCIALE FILTRANTE

ATTENZIONE: La parte anteriore potrebbe essere contaminata.

- Rimuovere il dispositivo afferrandolo da dietro la nuca ove è improbabile la contaminazione.

Rimuovere il COPRICAPO

ATTENZIONE: La parte anteriore potrebbe essere contaminata.

- Afferrare il copricapo dalla parte posteriore del capo

Rimuovere i GUANTI


- Togliere il guanto afferrandolo delicatamente con l'altra mano in modo tale da evitare di strapparli. Non toccare le parti scoperte (polso, braccio)
- Trattenerne il guanto tolto nel palmo della mano.
- Rimuovere l'altro guanto afferrandolo dal lato interno rovesciandolo completamente e contenendo perfettamente il primo tolto precedentemente.

Eseguire l'igiene delle mani con il GEL ALCOLICO

GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO

Per chiudere il contenitore l'operatore deve:

- Eseguire l'igiene delle mani con GEL ALCOLICO.
- Indossare un paio di guanti (in nitrile).
- Chiudere il sacco interno avendo cura di non toccare la parte che contiene il rifiuto.
- Chiudere il sacco con l'apposita fascetta senza comprimere il contenuto.
- Chiudere il contenitore con il coperchio.

	DPI-DM	SPPA_ADDESTRAMENTO_DPI.014	Ed.1	Rev.2
	INDOSSARE E RIMUOVERE CORRETTAMENTE I DISPOSITIVI MEDICI E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE RISCHIO CORONAVIRUS		10/04/2020	
			Pag. 3 di 3	

**DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI LIVELLO AVANZATO
ESECUZIONE DEL TAMPONE RINOFARINGEO E OROFARINGEO PER TUTTI I PAZIENTI
PRESSO LE STRUTTURE OSPEDALIERE O A DOMICILIO**

SEQUENZA DELLE ATTIVITA' DEL 2° OPERATORE COLLABORATORE

Il tampone rinofaringeo e orofaringeo al domicilio viene eseguito da due operatori: uno esecutore, che effettua il tampone ed entra nell'abitazione e l'altro collaboratore, che rimane all'esterno ed interviene a supporto solo in caso di necessità.

Eeguire l'igiene delle mani con GEL ALCOLICO

Aiutare nella VESTIZIONE L'OPERATORE ESECUTORE

- Leggere la sequenza per indossare correttamente i DPI/DM.
- Verificare la correttezza delle manovre dell'operatore esecutore nella vestizione ed il corretto posizionamento dei DPI/DM.

Eeguire l'igiene delle mani con GEL ALCOLICO

Indossare il SOVRACAMICE TNT

- Prelevare il sovracamice di protezione dalla confezione, dispiegarlo tenendolo per il girocollo.
- Chiudere il sovracamice all'altezza della nuca e sul retro, sovrapponendo i due lembi dell'apertura. Questo garantisce una copertura completa del corpo e degli indumenti indossati.
- Allacciare il sovracamice sulla schiena.

Indossare la MASCHERINA CHIRURGICA a protezione delle vie respiratorie

- Indossare la mascherina chirurgica coprendo naso e bocca, avendo cura di assicurare gli elastici alle orecchie oppure, se presenti i lacci, legarli sul capo e sotto le orecchie.
- Modellare lo stringi naso con una leggera compressione delle dita sul naso.

Indossare i GUANTI in nitrile non sterili monouso

- Scegliere i guanti della taglia giusta e controllarne l'integrità.
- Distendere i guanti sino a coprire completamente i polsi.

Confezionare il CAMPIONE BIOLOGICO

- Predisporre il barattolo dove l'operatore esecutore lascia "cadere" la provetta del tampone.
- Richiudere il barattolo con il tappo a vite.
- Introdurre il barattolo nel contenitore del trasporto con il ghiaccio.

Aiutare nella RIMOZIONE DEI DPI/DM L'OPERATORE ESECUTORE

- Leggere la sequenza per la corretta rimozione dei DPI/DM.
- Se necessario, aiutare l'operatore esecutore a rimuovere il sovracamice, afferrando l'indumento dalla parte posteriore ed aiutandolo a rovesciare l'indumento sul davanti avendo cura di non toccare la parte esterna anteriore del dispositivo.
- Se necessario fornire aiuto nello sfilare i calzari a gambale.
- Verificare la correttezza delle manovre dell'operatore esecutore nella rimozione dei DPI/DM.

RIMUOVERE i GUANTI in nitrile non sterili monouso

- Togliere il guanto afferrandolo delicatamente con l'altra mano in modo tale da evitare di strapparli. Non toccare le parti scoperte (polso, braccio)
- Trattenerne il guanto tolto nel palmo della mano.
- Rimuovere l'altro guanto afferrandolo dal lato interno rovesciandolo completamente e contenendo perfettamente il primo tolto precedentemente.

RIMUOVERE IL SOVRACAMICE TNT

- Slacciare i cordoni ed afferrare il sovracamice TNT da dietro la schiena.
- Rovesciare l'indumento avendo cura di arrotolarlo dall'interno all'esterno.

Eeguire l'igiene delle mani con GEL ALCOLICO

GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO

Per chiudere il contenitore l'operatore deve:

- Eeguire l'igiene delle mani con GEL ALCOLICO.
- Indossare un paio di guanti (in nitrile).
- Chiudere il sacco interno avendo cura di non toccare la parte che contiene il rifiuto.
- Chiudere il sacco con l'apposita fascetta senza comprimere il contenuto.
- Chiudere il contenitore con il coperchio e inviare il rifiuto allo smaltimento.