



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA



Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MODENA E REGGIO EMILIA

Dipartimento Interaziendale ad Attività Integrata “ Medicina di Laboratorio e Anatomia Patologica”
Direttore dr. Tommaso Trenti

RICERCA SANGUE OCCULTO FECI

Non è richiesta alcuna dieta nei giorni precedenti la raccolta.

L'esame prevede un contenitore dedicato:

DISPOSITIVO/PROVETTA A CARTUCCIA CON TAPPO VERDE CHIARO, da procurarsi presso i centri prelievi o le farmacie, tenendo conto del numero di campioni che dovranno essere raccolti.

Verificare la scadenza del dispositivo/ provetta e scrivere sopra l'etichetta nome, cognome e data di nascita.

Le feci devono essere emesse in un contenitore asciutto e pulito, evitando la contaminazione con urine, sangue mestruale o altri liquidi (es. disinfettante).

Aprire il dispositivo/provetta dalla parte del tappo, prestando attenzione a non aprire la parte di alluminio e a non perdere il liquido di conservazione.

Estrarre l'astina campionatrice (bastoncino) strisciarla e inserirla in 3-4 zone diverse del campione, raccogliendo solo una piccola quantità di feci (eccessive quantità di materiale rendono il campione inutilizzabile per l'esecuzione dell'esame). L'astina campionatrice va reinserita **una sola volta** nel dispositivo/provetta. Il dispositivo/provetta richiuso va messo nella bustina di plastica e conservato in frigorifero fino al momento della consegna.

N.B.

Se il curante ha richiesto più campioni, la raccolta può avvenire in giorni diversi, ma anche su evacuazioni diverse nella stessa giornata. I campioni potranno essere consegnati al centro prelievi in una unica volta, purchè siano stati raccolti utilizzando gli appositi dispositivi/provette e conservati a temperatura di 2 – 8 °C (frigorifero) fino ad un massimo di 3 giorni dalla raccolta del primo campione.

Si raccomanda di non superare i tre giorni di conservazione in frigorifero a domicilio.

Allegati al promemoria:

Dispositivo/ provetta a cartuccia con tappo verde chiaro