

هل أجريت
ذلك الفحص؟

الوقاية تبدأ من هنا
أيضاً.

فحص القولون
والمستقيم

هل ترغب في معرفة المزيد من
المعلومات؟

تفضل بزيارتنا على الانترنت

regioneer.it/colon



أو اتصل بنا على رقمنا المجاني

800 033 033

جميع أيام الأسبوع من 8.30 صباحاً حتى 6 مساءً
وأيام السبت من 8.30 صباحاً حتى 1 ظهراً.

إنه بسيط ومجاني ويمكنه أن ينقذ حياتك.

كيفية جمع عينة البراز لاختبار الدم الخفي

1 لقد تم إعطاؤك طقم مكون من قارورة وكيس بلاستيكي.



2 أولاً، اجمع عينة من البراز في عبوة نظيفة وجافة (مثل العبوات البلاستيكية أو الورقية أو الألومنيوم) أو ضع ورق التواليت في المراحيض أو البيديه لاحتجاز البراز.



3 افتح القارورة، مع الحرص على عدم سكب السائل الموجود بداخلها: لأنه مادة حافظة.



4 ثم أدخل العصا في 3-4 نقاط مختلفة في البراز.



5 يجب أن تبقى كمية صغيرة من البراز معلقة بالعصا.



6 يمكنك الآن إعادة وضع العصا في القارورة ثم أغلقها بعناية.

6

7 يجب بعد ذلك وضع القارورة في الكيس الوارد معها وتخزينها في الثلاجة حتى تسليمها، والذي يجب أن يكون في غضون ثلاثة أيام.



• ليس من الضروري اتباع أي نظام غذائي خاص قبل جمع عينات البراز.

• لا ينبغي أخذ عينات البراز أثناء الدورة الشهرية.

• يجب تسليم العينة في الأوقات والمواقع المحددة في خطاب الدعوة، خلال مدة أقصاها 3 أيام من تاريخ جمع العينة.

• يفضل استخدام أنبوب الاختبار خلال 3 أشهر من التسليم.