

SOUHAITEZ-VOUS EN SAVOIR PLUS ?

Visitez notre site web

regioneer.it/colon



ou appelez-nous à notre numéro
gratuit

800 033 033

Tous les jours de la semaine de 8h30 à
18h et le samedi de 8h30 à 13h.



**C'EST SIMPLE, GRATUIT
ET ÇA PEUT VOUS SAUVER
LA VIE.**

COMMENT PRÉLEVER UN ÉCHANTILLON DE SELLES POUR UN TEST DE RECHERCHE DE SANG OCCULTE



1 On vous a remis un kit composé d'un flacon et d'une pochette en plastique.



2 Prélevez tout d'abord un échantillon de selles dans un récipient propre et sec (par exemple en plastique, en papier ou en aluminium) ou placez du papier toilette sur le siège de toilette ou sur le bidet pour retenir les selles.



3 Ouvrez ensuite le flacon en prenant soin de ne pas renverser le liquide qu'il contient : il s'agit d'un conservateur.



4 Introduisez la tige dans les selles à 3 ou 4 endroits différents.



5 Une petite quantité de selles doit rester collée à la tige.



6 Vous pouvez maintenant remettre la tige dans le flacon et le refermer soigneusement.

7 Remettez à la fin le flacon dans la pochette fournie et conservez-le au réfrigérateur jusqu'à sa restitution, qui doit avoir lieu dans un délai maximum de trois jours.

- Il n'est pas nécessaire de suivre un régime alimentaire particulier avant de prélever des échantillons de selles.
- Le prélèvement des selles ne doit pas être effectué pendant les règles.
- L'échantillon doit être remis aux dates et lieux indiqués dans la lettre d'invitation, dans un délai maximum de 3 jours à compter du prélèvement.
- Utilisez le tube de prélèvement de préférence dans les 3 mois suivant le retrait du kit.