

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

Odwiedź nas online

regioneer.it/colon



lub zadzwoń do nas pod nasz bezpłatny
numer

800 033 033

codziennie od 8.30 do 18.00 oraz
w soboty od 8.30 do 13.00.



**TO PROSTE, BEZPŁATNE
I MOŻE URATOWAĆ ŻYCIE.**

JAK POBRAĆ PRÓBKĘ KAŁU DO BADANIA NA KREW UTAJONĄ



1 Otrzymałeś zestaw składający się z fiolki i plastikowej torebki.



2 Najpierw pobierz próbkę kału do czystego, suchego pojemnika (np. plastikowego, papierowego lub aluminiowego) lub umieść papier toaletowy w toalecie lub bidecie, aby zatrzymać kał.



3 Następnie otwórz fiolkę, uważając, aby nie rozlać płynu znajdującego się w środku (jest to środek konserwujący).



4 Następnie włóż patyczek w 3-4 różne punkty w kale.



5 Niewielka ilość stolca powinna pozostać na patyczku.



6 Teraz możesz włożyć patyczek z powrotem do fiolki i ostrożnie ją zamknąć.

7 Umieść fiolkę w dostarczonej torebce i przechowuj ją w lodówce do momentu oddania. Należy to zrobić nie później niż w ciągu trzech dni.

- **Nie ma konieczności stosowania żadnej specjalnej diety przed pobraniem próbek kału.**
- **Próbek kału nie należy pobierać w trakcie miesiączki.**
- **Próbkę należy dostarczyć w terminie i miejscu wskazanym w zaproszeniu, nie później niż w ciągu 3 dni od pobrania.**
- **Najlepiej jest użyć probówki w ciągu 3 miesięcy od daty dostawy.**