


**ХОТИТЕ УЗНАТЬ
ПОДРОБНЕЕ?**

Посетите наш сайт


regioneer.it/colon



или позвоните нам по бесплатному
номеру телефона

800 033 033

по будним дням с 8:30 до 18:00
и по субботам с 8:30 до 13:00.



**ЭТО ПРОСТО, БЕСПЛАТНО
И МОЖЕТ СПАСТИ ВАМ
ЖИЗНЬ.**

КАК СОБРАТЬ ОБРАЗЕЦ КАЛА ДЛЯ АНАЛИЗА НА СКРЫТУЮ КРОВЬ



1 Вы получили набор, состоящий из флакона и пластикового пакета.



2 Сначала соберите образец кала в чистую, сухую емкость (например, пластиковую, бумажную или алюминиевую) или положите туалетную бумагу в унитаз или биде, чтобы удержать кал на месте.



3 После этого откройте флакон, при этом следите, чтобы не пролить содержащуюся в нем жидкость: это консервант.



4 Затем вставьте палочку в 3-4 разных места в кале.



5 На палочке должно остаться небольшое количество кала.



6 Теперь вставьте палочку обратно во флакон и плотно закройте.

7 Далее поместите флакон в специально предусмотренный пакет и до сдачи на анализ храните в холодильнике; сдайте не позднее чем через три дня.

- **Перед сбором образца кала не требуется соблюдать никакую специальную диету.**
- **Не следует собирать образцы кала во время менструации.**
- **Образец необходимо сдать в сроки и в место, указанные в письме-приглашении, не позднее чем через 3 дня после сбора.**
- **Рекомендуется использовать набор в течение 3 месяцев с момента получения.**