

需要更多信息?

请访问我们的网站

regioneer.it/colon



或拨打我们的免费热线

800 033 033

周一至周五 8:30 - 18:00,

周六 8:30 - 13:00。



简单, 免费,
还能救您一命!

粪便隐血试验检测样本采集方法



1 您领取的工具包内含一个采样瓶和一个密封袋。



2 首先，将粪便样本收集到一个干净、干燥的容器中（如塑料盆、纸盒或铝箔盘），或在马桶/坐浴盆内垫上卫生纸以承接粪便。



3 然后，打开采样瓶。注意勿洒出管内液体：该液体为样本保存液。



4 然后，将采样棒插入粪便的 3-4 个不同点位。



5 使采样棒沾上少许粪便。



6 此时，将采样棒插回采样瓶内，小心关上盖子。

7 随后，将采样瓶放入配套的密封袋中，置于冰箱冷藏保存，并在采样后三天内送检。

- 粪便采样前无需特殊饮食。
- 女性应避免经期进行粪便采样。
- 样本必须在采集后最多 3 天内，送至邀请函上指定的时间和地点。
- 请在领取试管后 3 个月内使用。