


# ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРУ КАЛА


Правильный сбор образца кала является обязательным условием для получения качественных результатов исследования.

Поэтому мы просим вас **соблюдать эти простые инструкции** и использовать полученный для сбора материал (в набор входит флакон и пластиковый пакетик).



## В ДЕНЬ СДАЧИ АНАЛИЗА ВЫ ДОЛЖНЫ

1. собрать кал в чистый и сухой контейнер
2. открыть флакон, следя за тем, чтобы из него не вытекла содержащаяся в нем жидкость
3. вынуть палочку (она вставлена в пробку) и проткнуть ею кал в любых местах по вашему выбору (достаточно 3-4 проколов), следя за тем, чтобы при каждом проникновении на палочке оставалось некоторое количество каловых масс
4. вставить палочку во флакон и больше ее не вынимать
5. аккуратно закрыть флакон
6. положить флакон в пакет и хранить его в холодильнике до сдачи на исследование. Образец необходимо сдать не позднее 2 дней после сбора.



### **ВНИМАНИЕ!**

Нельзя собирать образец кала во время менструального цикла

Для сдачи анализа не требуется соблюдение никакой особенной диеты: вы можете есть, все что хотите.